



Tsafe

REF 02-831201 LOT 12997JS151

Hoja de datos
del producto

Filtro de grifo medico de 92 días

t-safe.com

Tsafe



Filtro de grifo medico de 92 días



Características

- Filtro de membrana de fibra de polietersulfona y esterilizada de 0,2 µm
- Vida útil de hasta 92 días.
- Gracias a la optimización del espacio de actividad se mantiene el espacio de trabajo y reduce las salpicaduras hacia el filtro.
- Salidas opcionales de flujo laminar y flujo de pulverización.
- La tecnología de flujo constante garantiza un rendimiento de flujo óptimo durante el ciclo de vida del filtro.
- La protección aditiva antimicrobiana reduce el riesgo de contaminación retrógrada.
- La válvula anti-retorno integrada evita la contaminación aguas arriba.
- Trazabilidad a través de DataMatrix compatible con GS1, permitiendo un seguimiento electrónico de los filtros

Información del pedido

Artículo	Número
Flujo laminar	02-831201
Flujo laminar estéril	02-831205
Flujo rociador	02-831200
Flujo rociador estéril	02-831204

Datos técnicos

Presión máxima de trabajo	5 bar
Máxima temperatura de funcionamiento	60° C
Caudal de agua	6 L/min
Duración del filtro máxima	Hasta 92 días*
Conexión	Adaptador
Color	Blanco

Retención microbiológica

Filtro de membrana de grado esterilizante, eficaz contra todos los patógenos transmitidos por el agua. Independientemente probado y validado de acuerdo con ASTM F838 en contra;

- *Legionella pneumophila*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Brevundimonas diminuta*

Se ha comprobado que el aditivo antimicrobiano de T-safe reduce la contaminación por bacterias de la superficie en un 99,9%. Probado de forma independiente de acuerdo con la norma ISO 22196.

Certificaciones

ASTM F838-15A, ISO 22196, WRAS, KIWA, DVGW W270. Cumple con la comida de la UE y directivas sobre agua potable.

* Depende del uso y de la calidad del agua local.

Toda la información contenida en esta hoja de datos se basa en el conocimiento actual y experiencia de T-safe. Se proporciona en de buena fe y tiene la intención de servir solo como una guía para el selección y uso de productos. Los productos T-safe siempre deben manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso aplicables Consejo. La hoja de datos actual está disponible en www.t-safe.com.