



Filtro de ducha médico

El filtro de ducha T-Safe® Medical es una forma fácil y rápida de proteger el agua dejándola libre de bacterias. Retiene organismos patógenos como *Pseudomonas aeruginosa* y *Legionella pneumophila*.

El filtro de ducha T-Safe® Medical contiene un aditivo antibacteriano no lixivante que permanece durante toda la vida del filtro, reduciendo el riesgo de contaminación retrógrada y cruzada.

+ DISPONIBLE EN VERSIÓN ESTÉRIL

Características

- Filtro de membrana de polietersulfona graduada y esterilizada de 0,1 µm
- El filtro de alta capacidad brinda una vida útil prolongada: hasta 92 días*
- Trazabilidad a través de DataMatrix compatible con GS1
- Válvula de retención y limitador de flujo incorporados, que proporcionan un flujo constante a largo plazo
- Una superficie lisa facilita la limpieza diaria
- Aditivo antibacteriano sin lixiviación Moldeado junto con el cartucho, reduce el riesgo de contaminación cruzada

Los filtros T-Safe® se han probado de acuerdo con la norma ASTM F838-05 con los siguientes microorganismos:

- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Legionella pneumophila*
- *Brevundimonas diminuta*
- *Aspergillus brasiliensis*

El aditivo antibacteriano ha sido probado de acuerdo con la norma ISO 22196 contra las siguientes bacterias:

- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Legionella pneumophila*
- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus (MRSA)* resistentes a la Meticilina

Datos técnicos

Núm. Art.	02-803121
Núm. Art. estéril	02-803125
Máx. Presión de trabajo	5 bar
Max. temperatura de funcionamiento	60° C
Caudal	8 L/min.
Duración del filtro	Hasta 92 días*
Área de membrana	3320 cm ²
Retención de bacterias	> Log7
Conexión	½ pulgada
Color	Blanco con tubo de filtro gris
Aprobaciones	ASTM F838-05, WRAS, KIWA, DVGW W270 y cumplimiento con la directiva de alimentos y bebidas de la UE

*Dependiendo del consumo diario de agua y del índice de densidad de sales (SDI)

Toda la información y los datos incluidos en esta hoja de datos se basan en los actuales conocimientos y experiencia con T-Safe®. Se proporcionan de buena fe y servirán de guía exclusivamente para la elección y el uso de productos de filtrado. Los productos T-Safe® siempre deben manejarse respetando las correspondientes instrucciones de uso. La actual hoja de datos está disponible en www.t-safe.com